


20/ (✓) ✓



Модуль	$m$	20
Число зубьев	$z$	17
Угол наклона зуба	$\beta$	—
Направление зуба	—	—
Исходный контур	—	по ГОСТ 13755-81
Коэффициент смещения исходного контура	$x$	+ 0,3
Степень точности по ГОСТ 1643-81		8-B
Длина общей нормали	$W$	156,47-0,26 -0,33
Делительный диаметр	$d$	340

Узел подготовка №2.  
Узел перегрузочный №2.

Тележка грейферная.


Механизм открытия и закрытия зрелого эритроцита:

Редуктор

1. ТУ24.01.144-84. Дополнительно к маркировке выдать т20; з17
2. Гр. IV КЛ55 НВ 248...293 ГОСТ 8479-70.
3. Допуск непостоянства диаметра в поперечном и продольном сечении поверхностей Б и В - 0,012 мм
4. Зоны ЧЗК-поверхности Б, В, Г.

К черт. № 24-1186сб.

no 3. 11 K-60 t.



				Ф42 1613 111 24-1189		
Изм. инс.	Аккун	Полн	Дата	Вал-шестерня	И	277 1:5
Разреш.	Трошкина			20-17		
Виде	Путинцева					
П. доктр.						